

Modelle in
Protrusion
scannen.

Die Bite Fix® Scan Bissregistrierung

Die Bite Fix® Scan Bissregistrierung ermöglicht die Konstruktionsbissnahme zur Herstellung intraoraler Schnarchtherapiegeräte.



Durch die integrierte Sollbruchstelle an der Bissgabel passend für jeden Scanner.

- // Neu: Modelle in Protrusion scannen mit der Bite Fix® Scan
- // mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung
- // Verstellungsschraube für einfache Bedienung
- // Dezentraler Griff für leichte Überprüfung der Mittellinie
- // Der Grundkörper (rot) ist mehrfach verwendbar
- // Verwindungssteif




Lieferprogramm

// Bite Fix® Scan Bissregistrierung	1 Kit	#5492
// Bite Fix® Scan Bissgabel	10 Stück	#5493



Bite Fix® Scan Kit



Bite Fix® Scan Bissgabel

CE