

Aligner-Zangen (CA® TIP 1-4)

Beschreibung:

CA® TIP 1

Alignerzange mit großer, kugelförmiger Zangenspitze für das Einbringen von Retentionspunkten in CA® Schienen zur Erhöhung der Friktion.

CA® TIP 2

Alignerzange mit kleiner, kugelförmiger Zangenspitze zum Formen von Aktivierungspunkten in CA® Schienen.

CA® TIP 3

Alignerzange mit ovalem Plateau, ermöglicht das Einbringen von Aktivierungsflächen in CA® Schienen.

CA® TIP 4

Alignerzange zur Torquekontrolle mit bogenförmigem Plateau, zum Formen von Aktivierungsflächen in CA® Schienen im Bereich labial/lingual.

Reinigung/Pflege:

Wir empfehlen Thermo-Desinfektion (Schonprogramm bis 121°C) oder Sprühdeseinfektion.

Garantie:

5 Jahre Garantie auf Material, Verarbeitung, Bruch und Korrosion. Die Zangen sind aus Edelstahl hergestellt.

Hinweis:

Nur für die oben genannte Indikation und durch qualifiziertes Fachpersonal zu verwenden. Zur Einmalverwendung. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!

Lieferprogramm:

CA® Zangen		
CA® TIP 1	5281.1	1 Stück
CA® TIP 2	5291.1	1 Stück
CA® TIP 3	5292.1	1 Stück
CA® TIP 4	5295.1	1 Stück

Bitte beachten Sie die ausführlichen Verwendungshinweise:



SCHEU-DENTAL GmbH
www.scheu-dental.com

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn · Germany

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

SCHEU
SCHEU GROUP

